

2. Truhengestelle

Mit unseren leichten aber sehr stabilen Ordnungssystemen aus hochwertigem Edelstahl können Sie Ihr Kühl- oder Tiefkühlgerät optimal ausstatten und somit eine Vielzahl an Proben übersichtlich lagern.

Truhengestelle

Für die Lagerung von Proben in Tiefkältetruhen stehen Ihnen unsere Truhengestelle zur Verfügung. Truhengestelle haben an der Oberseite einen Klappgriff und können auf Wunsch auch mit einer Sicherungskante oder einem Sicherungsstab bestellt werden.

Sonderanfertigungen

sind selbstverständlich möglich und kurzfristig sowie preisgünstig realisierbar. Suchen Sie also Ordnungssysteme für Lagerboxen, die nicht in unserem Katalog aufgeführt sind, so schicken Sie uns bitte Ihre Anfrage. Bitte vergessen Sie dabei nicht, uns die Außenmaße der zu lagernden Boxen zu nennen sowie den Typ der Tiefkühltruhe, in der die Boxen gelagert werden sollen. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.



Identifizierung

Zur besseren Identifizierung des einzelnen Gestelles in Ihrer Tiefkühltruhe bieten wir Ihnen die Möglichkeit, für einen geringen Aufpreis die Gestelle mit einer numerischen Beschriftung zu versehen. Die Numerierung wird durch Lasertechnik aus einem 50x40mm großen Edelstahlplättchen geschnitten. Dadurch ist die Nummer auch bei einem übergereiften Truhengestell im Vergleich zu einer gravierten oder aufgeklebten Nummer einwandfrei zu erkennen.

Sollten Sie Hilfe beim Finden des für Sie passenden Gestelles benötigen, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir helfen Ihnen gern!



Aufbau der Artikelnummern

(Beispiel TA5011)

- T = Warengruppe (Truhengestelle)
- A = Boxentyp (hier A für Lagerbox A
136 x 136mm)
- 50 = Innenhöhe der Box (hier 50mm)
- 11 = Anzahl der Fächer in der Höhe

2.3 Truhengestelle für Mikrotiterplatten 86 x 128 x 18mm



Fächer	Art. - Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
15	TM1815	91 x 133 x 306	83,00
16	TM1816	91 x 133 x 326	86,00
17	TM1817	91 x 133 x 346	89,00
18	TM1818	91 x 133 x 366	92,00
19	TM1819	91 x 133 x 386	95,00
20	TM1820	91 x 133 x 406	98,00
21	TM1821	91 x 133 x 426	101,00
22	TM1822	91 x 133 x 446	104,00
23	TM1823	91 x 133 x 466	107,00
24	TM1824	91 x 133 x 486	110,00
25	TM1825	91 x 133 x 506	113,00
26	TM1826	91 x 133 x 526	116,00
27	TM1827	91 x 133 x 546	119,00
28	TM1828	91 x 133 x 566	122,00
29	TM1829	91 x 133 x 586	125,00
30	TM1830	91 x 133 x 606	128,00
31	TM1831	91 x 133 x 626	131,00
32	TM1832	91 x 133 x 646	134,00
33	TM1833	91 x 133 x 666	137,00
34	TM1834	91 x 133 x 686	140,00
35	TM1835	91 x 133 x 706	143,00
36	TM1836	91 x 133 x 726	146,00
37	TM1837	91 x 133 x 746	149,00

Ein Angebot über Truhengestelle für Mikrotiterplatten mit anderen Höhen, DeepWellplatten, Matrix- oder Micronic-boxen senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

