



B-Safety Verbandschrank PREMIUM - Inhalt nach ÖNORM Z1020 Typ II



B-SAFETY Verbandschrank PREMIUM

Verbandschrank PREMIUM. 1-türiger Erste-Hilfe-Schrank aus Stahlblech mit 3 Zwischenböden. Inklusive Haltevorrichtung für Flaschen etc. und 2 Tür-Ablageschalen. Türverschluss mittels Sicherheitsschloss, weiß pulverbeschichtet. Inklusive Erste-Hilfe-Material.

Produkt-Eigenschaften

- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe: weiß
- Montageart: Wandaufbau
- Abmessungen (H x B x T): 580 x 400 x 200 mm

Erste-Hilfe-Material ÖNORM Z1020 Typ II, 120-teilig

- F001-A: 2x Heftpflaster auf Spule 2,5 cm x 5 m, mit Schutzring, gemäß DIN 13019-A
- F002-A: 10x Wundschnellverband 10 x 6 cm, einzeln verpackt, gemäß DIN 13019-E
- F031-A: 40x Pflasterstrip, 6 x 1,9 cm, einzeln verpackt
- F032-A: 5x Fingerschnellverband, 3 x 3 cm, einzeln verpackt
- F003: 4x Verbandpäckchen M=mittel, 8 x 10 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-M
- F004: 4x Verbandpäckchen G=groß, 10 x 12 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-G
- F005-A: 3x Verbandtuch, 60 x 40 cm, einzeln steril
- F010-A: 15x Wundkompressen, 10 x 10 cm, einzeln steril
- F009: 2x Rettungsdecke 160 x 210 cm, silber/gold
- F007: 4x Elastische Fixierbinde 6 cm x 4 m, cellophaniert, gemäß DIN 61634 FB6
- F008: 4x Elastische Fixierbinde 8 cm x 4 m, cellophaniert, gemäß DIN 61634 FB8
- F104: 4x Elastische Fixierbinde 10 cm x 4 m, cellophaniert



- F011-A: 4x Dreiecktuch, Vlies, einzeln verpackt, gemäß DIN ÖNORM K2122
- F012: 1x Verbandsschere 19 cm, mit Kunststoffgriffen, gemäß ÖNORM K2122
- F055-A: 1x Splitterpinzette 8 cm, rostfrei
- F056: 1x Einmal-Nofallbeatmungshilfe, gemäß DIN 13154
- F13-A-6: 10x Vinyl-Schutzhandschuhe, AQL 1,5, in einem Beutel verpackt, gemäß DIN EN 455-1
- F057: 3x Lederfingerlinge mit Haltebändern
- EH-ANL: 1x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen mit Inhaltsverzeichnis

Normen / Zulassungen

- ÖNORM Z1020 Typ II

Artikel-Nr.: **EH-S3-022**