

Magnetrührer RSM-14 HP

RSM-14HP

- Heizbereich bis 380 °C
- 140 x 140 mm große Rührplatte
- wartungsfreier, bürstenloser Motor
- 5 Liter Rührvolumen
- übersichtliches LCD-Display
- digital geregelte Drehzahl und Temperatur
- Anschluss für externen PT-1000
- eingebaute Temperaturregelfunktion
- 2 Jahre Garantie



RSM-14 HP
mit Stativ und PT-1000



RSM-14 HP

Technische Daten

Abmessungen Rührplatte (mm)	140 x 140 mm
Material Rührplatte	Aluminium, mit Porzellan überzogen
Motor	DC, bürstenlos
Leistungsaufnahme [W]	510
Spannung [VAC]	200 - 240
Frequenz [Hz]	50/60
Max. Rührmenge [L H ₂ O]	5
Max. Rührstablänge [mm]	50
Drehzahl [rpm]	200 - 1500
Anzeige Drehzahl	LCD
Heizleistung [W]	500
Temperaturbereich [°C]	RT+5 bis 380
Temperaturanzeige	LCD
Sicherheitstemperatur [°C]	420
Externer Temperaturfühler	PT1000
Schutzklasse gem. EN60529	IP 21
Abmessungen [B x T x H] mm	180 x 320 x 108
Bestellnummer	RSM14HP
Preis	349,00 €