



Eigenschappen

- ▶ chloropreen-nitriël
- ▶ buitenste laag chloropreen (neopreen) / binnenste laag nitriël
- ▶ getextureerde vingertoppen
- ▶ ambidextreus
- ▶ verpakt in een dispenserdoos

Voordelen

- ▶ meervoudige chemische bescherming
- ▶ getest op een breed scala aan cytostatica
- ▶ gecertificeerd ergonomisch comfort
- ▶ optimale grip
- ▶ speciaal tweekleurig ontwerp om de veiligheid van de drager te verhogen door visuele herkenning van mechanische scheuren
- ▶ vervaardigd in een ISO 13485 gecertificeerde omgeving (Medical Devices QMS)

Toepassingen

- ▶ laboratoria
- ▶ biotechnologie
- ▶ niet-steriele farmaceutische productie

Opslag

Koel, droog en donker bewaren in originele verpakking.
Uit de buurt van direct zonlicht, warmtebronnen, ozon en straling.

Productaanbeveling op basis van cleanroomklasse standaard ISO 14644-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 stofarm

Hygiënezones volgens GMP

A B C D E

Een één-op-één classificatie van cleanroomhandschoenen naar een cleanroomklasse volgens ISO 14644-1 is niet mogelijk. Aanbevelingen kunnen alleen worden gedaan op basis van cleanroom-specifieke, van cleanroom relevante eigenschappen, bijv. slijtvastheid of deeltjesvorming. In de VDI-richtlijn 2093, deel 9.2, kan de gebruiker aanvullende informatie vinden.

Kenmerken		Waarde	Testmethodologie
Materiaal		chloropreen-nitriël	
Kleur		donkerpaars/donkermagenta	
Lengte		240 mm min. (XS – M) 250 mm min. (L – XL)	ASTM D6319
Vrij van gaatjes	AQL	0,65	ASTM D5151, EN 455-1:2000, EN ISO 374-2:2019
Maximale rekking/ Treksterkte	vóór veroudering na versnelde veroudering	500 % / 14 MPa min. 400 % / 14 MPa min.	ASTM D412, ASTM D573, ASTM D6319, ASTM D6977
Nominale enkele wanddikte	middelvinger handpalm pols	0,22 mm min. 0,16 mm min. 0,11 mm min.	ASTM D6319, EN 455-2:2015
Dimensie/ handpalmwijdte (mm)	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10	70 80 95 110 120	ASTM D6319, EN 455-2:2015, EN 420:2003+A1:2009
Verpakkings- eenheid	XS – L 10 x 100 stuks/dispenser XL 10 x 90 stuks/dispenser	1.000 stuks/omdoos 900 stuks/omdoos	

1. De gepubliceerde waarden zijn gebaseerd op individuele metingen en geven geen zekerheid in de zin van een specificatie.
 2. levensvatbare vergelijkingen met andere producten kunnen alleen worden bereikt door directe vergelijkende metingen onder identieke laboratoriumomstandigheden.
 2. Corresponderende gegevens kunnen bij de fabrikant worden opgevraagd.
 - Algemene aanbevelingen voor het gebruik van producten in verschillende cleanroomklassen zijn niet gebaseerd op controleerbare grenswaarden.
 3. De beslissing om het product voor een specifieke toepassing te gebruiken, moet door de gebruiker worden genomen.
 4. de bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de informatie die de fabrikant of importeur ten tijde van de publicatie heeft verstrekt.
- Er kan geen garantie worden gegeven op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving en fouten. Dit document is niet aan verandering onderhevig.