

MIKROSKOPIE | DURCHLICHTMIKROSKOPE

Mikroskop HPM D3-Reihe

Mit dem Mikroskop der HPM D3-Reihe wurde das HPM D2-Gerät mit einigen hochwertigeren Komponenten, wie z.B. den **E-Plan-Objektiven** oder dem **Objekttisch mit Riemenantrieb**, ausgestattet und aufgewertet, um somit ein leistungsfähigeres Mikroskop für höhere Ansprüche präsentieren zu können!

Die Geräte können mit Netzkabel (im Lieferumfang enthalten), Akkus oder Batterien (optional) betrieben werden!

Technische Daten

Tubus	Mono-, Bino- oder Trinokularer 45° Schrägeinblick, mit 360° drehbarem Kopf
Okular	WFP 10x/20mm mit klappbaren Augenmuscheln
Objektive	E-plan hoch auflösend 4x, 10x, 40x und 100x (40x und 100x mit federndem Präparateschutz)
Vergrößerung	40x, 100x, 400x und 1000x
Objekttisch	140 x 200 mm mit integriertem Kreuztisch, Führung über Riemenantrieb ohne Zahnstange, ergonomisch angeordnet
Kondensor	Abbe, zentrierbar. NA 1,25 mit Irisblende und Filterhalter, höhenverstellbar
Beleuchtung	LED der neuen Generation (3 Watt) mit Köhler-Irisblende. Lichtintensität stufenlos durch ein Potentiometer einstellbar. Intensität vergleichbar mit 30 W Halogen.
Lebensdauer	LED ca. 50 000 Stunden
Lieferumfang	incl. Staubschutzhülle, Netzkabel und Bedienungsanleitung



Geeignet für Akku- und Netzbetrieb.



Objekttisch mit Riemenantrieb



Feineinstellung

Zubehör für HPM D3-Geräte
Dunkelfeld Kondensor, trocken
 Bestell-Nr. **6503 8746492**

Dunkelfeldkondensor, Öl
 Bestell-Nr. **6503 8746495**

3 Phasenkontrasteinrichtung
 Mit Objektiven 10x, 20x, 40x und 100x
 Kondensor und Einstellfernrohr
 Bestell-Nr. **6503 9746487**

BMS
 Microscopes

1 Mikroskop Modell HPM D3B
 Einblick binokular,
 Objektive 4x, 10x, 40x und 100x
 Bestell-Nr. **6503 9746120**

2 Mikroskop Modell HPM D3B
 Einblick trinokular,
 Objektive 4x, 10x, 40x und 100x
 Bestell-Nr. **6503 9746130**

